

ULOSTEEN BAKTEERIVILJELY 1

F-BaktVi1

Tutkimuksen tarkoitus

Kyseessä on tutkimus, jossa etsitään ulosteesta akuutin ripulitaudin aiheuttajabakteereita.

Näytteenotto

- Ulostakaa laboratorion saatuun valkoiseen astiaan tai esimerkiksi WC-paperiin. Ulostesta otetaan näyte välittömästi ulostamisen jälkeen. Mikäli ulosteessa on verisiä ja/tai limaisia kohtia, tulee näyte ottaa ensisijaisesti niistä.
- Avatkaa kuljetusputkipakkaus. Kuljetusputken toisesta päästä taitetaan pois korkki katkoviivaa pitkin. Heittäkää korkki pois. Työntäkää pakkauksessa oleva pumpulitikku ulosteeseen siten, että tikkuun tarttuu ulostetta.
- Työntäkää ulosteinen pumpulitikku kuljetusputken geelin sisälle. Samalla tikun päässä oleva korkki sulkee putken. Näytteeksi tarvitaan ulostetta kahdessa kuljetusputkessa.
- Kirjoittakaa tarroihin nimenne, henkilötunnuksenne ja näytteenottopäivämäärä ja kiinnittäkää ne kuljetusputkiin. Kuljetusputket pakataan muovipussiin

Palauttakaa tämä ohje näytteen mukana seuraavin tiedoin

Nimi _____
Henkilötunnus _____ - _____
Näytteenottopäivämäärä ____ / ____ 20 ____
Mahdollinen ulkomaanmatka _____

Näytteen säilytys ja kuljetus

Tuokaa näytteet laboratorioon mahdollisimman pian näytteenoton jälkeen. Jos näytettä joudutaan säilyttämään kotona esimerkiksi yön yli, säilytetään se jääkaapissa.