

ULOSTEEN BAKTEERIVILJELY 2

F-BaktVi2

Tutkimuksen tarkoitus

Kyseessä on tutkimus, joka liittyy joko mikrobilääkehoitoon tai muutoin vaikean ja pitkittyneen ripulin selvittelyyn.

Näytteenotto

- Ulostakaa laboratorion saatuun valkoiseen astiaan tai esimerkiksi WC-paperiin. Ulostesta otetaan näyte välittömästi ulostamisen jälkeen.
- Avatkaa kuljetusputkipakkaus. Kuljetusputken toisesta päästä taitetaan pois korkki katkoviivaa pitkin. Heittäkää korkki pois. Työntäkää pakkauksessa oleva pumpulitikku ulosteeseen siten, että tikkuun tarttuu ulostetta. Mikäli ulosteessa on verisiä ja/tai limaisia kohtia, tulee näyte ottaa ensisijaisesti niistä.
- Työntäkää ulosteinen pumpulitikku kuljetusputken geelin sisälle. Samalla tikun päässä oleva korkki sulkee putken.
- Kirjoittakaa tarraan nimenne, henkilötunnuksenne sekä näytteenottopäivämäärä ja kiinnittäkää se kuljetusputken. Kuljetusputki pakataan muovipussiin

Palauttakaa tämä ohje näytteen mukana seuraavin tiedoin

Nimi _____

Henkilötunnus _____ - _____

Näytteenottopäivämäärä ___ / ___ 20___

Mahdollinen ulkomaanmatka _____

Näytteen säilytys ja kuljetus

Tuokaa näytteet laboratorioon mahdollisimman pian näytteenoton jälkeen. Jos näytettä joudutaan säilyttämään kotona esimerkiksi yön yli, säilytetään se jääkaapissa.