

## ULOSTEEN BAKTEERIVILJELY 1

### F-BaktVi1

#### Tutkimuksen tarkoitus

Kyseessä on tutkimus, jossa etsitään ulosteesta akuutin ripulitaudin aiheuttajabakteereita.

#### Näytteenotto

Ulostakaa laboratorion saatuun valkoiseen astiaan tai esimerkiksi WC-paperiin. Ulosteesta otetaan näyte välittömästi ulostamisen jälkeen. Mikäli ulosteessa on verisiä ja/tai limaisia kohtia, tulee näyte ottaa ensisijaisesti niistä.

Avatkaa kuljetusputkipakkaus. Kuljetusputken toisesta päästä taitetaan pois korkki katkoviivaa pitkin. Heittäkää korkki pois.

Työntäkää pakkauksessa oleva pumpulitikku ulosteeseen siten, että tikkuun tarttuu ulostetta.

Työntäkää ulosteinen pumpulitikku kuljetusputkeen geelin sisälle. Samalla tikun päässä oleva korkki sulkee putken.

Näytteeksi tarvitaan ulostetta kahdessa kuljetusputkessa.

Kirjoittakaa tarroihin nimenne, henkilötunnuksenne ja näytteenottopäivämäärä ja kiinnittäkää ne kuljetusputkiin.

Kuljetusputket pakataan muovipussiin.

#### Palauttakaa tämä ohje näytteen mukana seuraavin tiedoin

Nimi \_\_\_\_\_

Henkilötunnus \_\_\_\_\_

Näytteenottopäivämäärä \_\_\_\_\_

Mahdollinen ulkomaanmatka \_\_\_\_\_

#### Näytteen säilytys ja kuljetus

Tuokaa näytteet laboratorioon mahdollisimman pian näytteenoton jälkeen. Jos näytettä joudutaan säilyttämään kotona esimerkiksi yön yli, säilytetään se jääkaapissa.