

## ULOSTEEN BAKTEERIVILJELY 2

### F-BaktVi2

#### Tutkimuksen tarkoitus

Kyseessä on tutkimus, joka liittyy joko mikrobilääkehoitoon tai muutoin vaikean ja pitkittyneen ripulin selvittelyyn.

#### Näytteenotto

Ulostakaa laboratorion saatuun valkoiseen astiaan tai esimerkiksi WC-paperiin. Ulostesta otetaan näyte välittömästi ulostamisen jälkeen.

Avatkaa kuljetusputkipakkaus. Kuljetusputken toisesta päästä taitetaan pois korkki katkoviivaa pitkin. Heittäkää korkki pois.

Työntäkää pakkauksessa oleva pumpulitikku ulosteeseen siten, että tikkuun tarttuu ulostetta.

Mikäli ulosteessa on verisiä ja/tai limaisia kohtia, tulee näyte ottaa ensisijaisesti niistä.

Työntäkää ulosteinen pumpulitikku kuljetusputkeen geelin sisälle. Samalla tikun päässä oleva korkki sulkee putken.

Kirjoittakaa tarraan nimenne, henkilötunnuksenne sekä näytteenottopäivämäärä ja kiinnittäkää se kuljetusputkeen.

Kuljetusputki pakataan muovipussiin.

#### Palauttakaa tämä ohje näytteen mukana seuraavin tiedoin

Nimi \_\_\_\_\_

Henkilötunnus \_\_\_\_\_

Näytteenottopäivämäärä \_\_\_\_\_

Mahdollinen ulkomaanmatka \_\_\_\_\_

#### Näytteen säilytys ja kuljetus

Tuokaa näytteet laboratorioon mahdollisimman pian näytteenoton jälkeen. Jos näytettä joudutaan säilyttämään kotona esimerkiksi yön yli, säilytetään se jääkaapissa.